

FA-C⁺ | 参数

型号	最大称量 (g)	读数精度 (mg)	重复性误差 (载荷 > 5%, mg)	线性误差 (mg)	秤盘尺寸 (mm)	典型称量时间 (s)
FA1204C ⁺ SCS	120	0.1	0.1	0.2	Φ 80	3 ~ 4
FA2204C ⁺ SCS	220	0.1	0.1	0.2	Φ 80	3 ~ 4
FA1204C ⁺	120	0.1	0.1	0.2	Φ 80	3 ~ 4
FA2204C ⁺	220	0.1	0.1	0.2	Φ 80	3 ~ 4
FA1603C ⁺	160	1	1	3	135 × 135	2 ~ 3
FA3103C ⁺	310	1	1	3	135 × 135	2 ~ 3
FA6103C ⁺	610	1	1	3	135 × 135	2 ~ 3
FA11002C ⁺	1100	10	10	15	170 × 170	2 ~ 3
FA21002C ⁺	2100	10	10	15	170 × 170	2 ~ 3
FA31002C ⁺	3100	10	10	15	170 × 170	2 ~ 3
FA41002C ⁺	4100	10	10	15	170 × 170	2 ~ 3
FA31001C ⁺	3100	100	50	100	200 × 200	2
FA51001C ⁺	5100	100	50	100	200 × 200	2
FA61001C ⁺	6100	100	50	100	200 × 200	2



Techcomp

天美仪拓实验室设备（上海）有限公司

天美集团总部

地址：香港新界葵涌货柜码头路88号
永得利广场第1座26楼06室
电话：00852-27519488
邮箱：techcomp@techcomp.com.hk

仪拓北京分公司

地址：北京市朝阳区北苑路58号
航空科技大厦1号楼4层
电话：010-64010651
邮箱：TIL_LS@techcomp.cn

天美仪拓实验室设备（上海）有限公司

地址：上海市松江区民益路201号16幢
电话：021-67687200
邮箱：shanghai@techcomp.cn
网址：WWW.cnprecisa.com

仪拓广州分公司

地址：广州市珠海区南边路38号
保利1918产业园自编20号楼A218
电话：020-38899384
邮箱：TIL_LS@techcomp.cn



关注Precisa微信公众号



关注Precisa微信视频号



关注Precisa官方网站

2024年01月版

FA-C⁺ 系列电子天平

传承精科FA 智造瑞士芯FA-C⁺

传承精科 FA 智造瑞士芯FA-C⁺

FA-C⁺ 全新一代电子天平



普利赛斯，瑞士仪器仪表制造商，创建于1935年，欧洲著名品牌电子天平品牌。普利赛斯，凭借其核心称重技术及“品质至上”、“开拓创新”的理念，向全球仪器仪表客户及合作伙伴提供高精度称重产品及解决方案，包括电子天平、水分仪、灰分仪等。

五面玻璃防静电
数据更稳定

高清VFD
显示数据一目了然

5个常见按键
操作简单易用

中置O/T按键
左右均可操作

内置时钟
全面符合GxP规范

选配SCS全自动内校
确保数据始终如一

高速MFR传感器
更精准、更快速、更稳定

铸铝外壳、整洁外观
坚固耐用、减少干扰

后置水平泡及调节脚

中西合璧 | 全新FA-C⁺

技术引进，消化吸收

天美天平引进、消化、吸收瑞士普利赛斯电子天平产品、技术、工艺及品质要求。先后引进电子天平核心生产工艺——温度补偿及Robot机器人测试。

不断创新

产学研联盟、自主创新，全面提升国产天平技术及制造实力，遵循国际标准及法规，在全球范围内开展业务，创建世界级天平制造商。

传承精科经典

1988年

成立上海精密科学仪器有限公司，下设分析仪器厂、物理光学仪器厂、雷磁仪器厂及天平仪器厂。1995年与上海第二天平仪器厂合并，成立上海精密科学仪器有限公司天平仪器总厂



1991年

成功研制FA/JA系列电子天平，它开启了国内应用智能单片机技术大规模生产电子天平的新时代。客户覆盖大学、研究所、医药、环保、粮油食品、橡胶、塑料、化玻及珠宝等行业



1992年

成功研制DSH20电子红外水分测定仪，它是中国第一台真正意义上的红外水分测定仪

1993年，成功研制中国第一台数字式粘度计NDJ-5S



2002年

通过ISO9001：2000质量体系标准认证

2004年，通过ISO14001：2004环境体系认证

